

구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 **미허용** 대상입니다.
2. 설치 장소 : **원광대학교 자연과학관(보건과학대학) 4층 차세대치료제개발연구실**
3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 하자보증기간은 검수 완료일로부터 **1년**으로 한다.
5. 부가세 및 설치비 포함

번 호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)			수량
		Invitrogen	Akoya Biosciences	Cell Signaling Technology	
1	공간 신호 증폭 시약	A40002450	NEL811001KT	#29414	1

1. Aluora™ Spatial Amplification Reagent Components / Invitrogen, A40002450

가. 규격

- 1) 규격 : 8 × 100 Reactions
- 2) 제품 유형 : Spatial Proteomics, Immunohistochemistry (IHC), Immunofluorescence (IF), Fluorescent Staining
- 3) 검출 방법 : Fluorescence
- 4) 여기/방출 : 427/499, 493/518, 512/529, 553/567, 589/615, 652/670, 687/706, 757/783 nm
- 5) 샘플 종류 : FFPE Tissue
- 6) 타겟 종 : Mouse, Rabbit
- 7) Unit Size : Each

나. 구성 (Aluora™ 염료, GAM/GAR HRP, Prolong Glass, DAPI, 핵심 시약)

- 1) Aluora Core Reagents Kit 4 × 200 reactions
- 2) Goat Anti-Mouse (GAM) PolyHRP Secondary Reagent 2 × 200 reactions
- 3) Goat Anti-Rabbit (GAR) PolyHRP Secondary Reagent 2 × 200 reactions
- 4) Aluora 430 Spatial Amplification Dy 1 × 100 reactions
- 5) Aluora 488 Spatial Amplification Dye 1 × 100 reactions
- 6) Aluora 514 Spatial Amplification Dye 1 × 100 reactions
- 7) Aluora 555 Spatial Amplification Dye 1 × 100 reactions
- 8) Aluora 594 Spatial Amplification Dye 1 × 100 reactions
- 9) Aluora 647 Spatial Amplification Dye 1 × 100 reactions
- 10) Aluora 700 Spatial Amplification Dye 1 × 100 reactions
- 11) Aluora 750 Spatial Amplification Dye 1 × 100 reactions
- 12) ProLong Glass Antifade Mountant 2×2 mL
- 13) DAPI (1mg/mL) 1×1mL



< 예시 >

다. 기타

- 1) 납품 시 제품별 유효기간이 충분히 확보
- 2) 냉장·냉동 보관 제품이므로 운송 및 납품 과정에서 제조사가 지정한 보관 및 운송조건을 준수
- 3) 제품 수령 후 파손, 하자, 구성품 누락 등이 확인될 경우 공급자는 무상 교환 또는 환불 등의 조치를 취하여야 함

2. Opal™ 6-Plex Manual Detection Kit / Akoya Biosciences, NEL811001KT

가. 규격

- 1) 규격 : Up to 50 Slides
- 2) 1.1.2. 제품 유형 : Opal Multiplex IHC, Multiplex Immunofluorescence
- 3) 1.1.3. 검출 방법 : Mantra 및 Vectra
- 4) 1.1.4. 샘플 종류 : FFPE Tissue
- 5) 1.1.5. 샘플 종 : Human
- 6) 1.1.6. 분석 항목 : 최대 6개 조직 바이오마커 동시 검출
- 7) 1.1.7. Unit Size : 50 Slides

나. 구성

- 1) Opal 520 Fluorophore
- 2) Opal 540 Fluorophore
- 3) Opal 570 Fluorophore
- 4) Opal 620 Fluorophore
- 5) Opal 650 Fluorophore
- 6) Opal 690 Fluorophore
- 7) 10X Spectral DAPI
- 8) DMSO
- 9) 1X Plus Manual Amplification Diluent
- 10) 1X Antibody Diluent/Block
- 11) Opal Anti-Ms + Rb HRP
- 12) AR6 Buffer



< 예시 >

다. 기타

- 1) 납품 시 제품별 유효기간이 충분히 확보
- 2) 냉장·냉동 보관 제품이므로 운송 및 납품 과정에서 제조사가 지정한 보관 및 운송조건을 준수
- 3) 제품 수령 후 파손, 하자, 구성품 누락 등이 확인될 경우 공급자는 무상 교환 또는 환불 등의 조치를 취하여야 함

3. SignalStar™ Midplex IHC Buffer Kit / Cell Signaling Technology, #29414

가. 규격

- 1) 규격 : 1 Kit (10 Slides)
- 2) 제품 유형 : Multiplex Immunohistochemistry (IHC), Fluorescent Multiplex Imaging
- 3) 적용 기술 : SignalStar™ Multiplex IHC
- 4) 적용 대상 : SignalStar™ Oligo-Antibody Pairs
- 5) 검출 대상 : 5-8개 SignalStar™ Oligo-Antibody Pair
- 6) 검출 방법 : Fluorescence
- 7) 샘플 종류 : Paraffin-embedded Tissue
- 8) 사용량 : 최대 10 Slides
- 9) 보관 조건 : -20°C



< 예 시 >

나. 구성

- 1) SignalStar™ Antibody Diluent A 1 × 3.2 mL
- 2) SignalStar™ Antibody Diluent B 1 × 1.5 mL
- 3) SignalStar™ Amplification Buffer A 1 × 24 mL
- 4) SignalStar™ Amplification Buffer B 1 × 24 mL
- 5) SignalStar™ Amplification Oligo A - 488 1 × 240 µL
- 6) SignalStar™ Amplification Oligo B - 488 1 × 240 µL
- 7) SignalStar™ Amplification Oligo A - 594 1 × 240 µL
- 8) SignalStar™ Amplification Oligo B - 594 1 × 240 µL
- 9) SignalStar™ Amplification Oligo A - 647 1 × 240 µL
- 10) SignalStar™ Amplification Oligo B - 647 1 × 240 µL
- 11) SignalStar™ Amplification Oligo A - 750 1 × 240 µL
- 12) SignalStar™ Amplification Oligo B - 750 1 × 240 µL
- 13) SignalStar™ Ligation Buffer 1 × 2.2 mL
- 14) T4 DNA Ligase (5 U/µL) 1 × 88 µL
- 15) ATP (100 mM) 1 × 44 µL
- 16) 10X dsDNase Buffer 1 × 370 µL
- 17) dsDNase 1 × 37 µL

다. 기타

- 1) 납품 시 제품별 유효기간이 충분히 확보
- 2) 냉장·냉동 보관 제품이므로 운송 및 납품 과정에서 제조사가 지정한 보관 및 운송조건을 준수
- 3) 제품 수령 후 파손, 하자, 구성품 누락 등이 확인될 경우 공급자는 무상 교환 또는 환불 등의 조치를 취하여야 함